



AXCENT ACRYLIC™

Dynasty Hi-Impact Pourable Denture Base



CADMIUM FREE

Processing Instructions

Complies with ISO 20795-1:2008 Specification Type 2, Class 2
Use with Garreco Dynasty Acrylics Self Cure Acrylic Liquid Monomer

INTENDED USE:

For the fabrication of dental appliances.

CAUTION:

This product is to be used only under the supervision of a licensed dental practitioner.

INDICATION(S) FOR USE:

Axcent Pour Type Denture Base is a Self-cure (with pressure vessel), pour-type acrylic resin for denture bases.

WARNINGS AND PRECAUTIONS:

IF ON SKIN: May be irritating to skin in some sensitive individuals, especially after prolonged and/or repeated contact. IF INHALED: May be irritated by gross overexposure, no matter how generated. IF SWALLOWED: Not expected to cause any harmful effects. Ingestion of large amounts may be irritating if product is swallowed, may cause nausea, headache, vomiting and/or diarrhea. IF IN EYES: May be irritating to the eyes by gross overexposure, no matter how generated. Symptoms of overexposure may include redness, itching, irritation and watering. Keep dust out of eyes.

CONTRAINDICATION(S):

Do not use with patients with a known allergy to methacrylates or other components of the product.

ADVERSE REACTION(S):

Reversible inflammatory changes of the oral mucosa may occur with susceptible persons.

INSTRUCTIONS:

1. Shake powder container to redistribute fibers, prior to measuring.
2. Carefully measure by volume 2 parts pour type powder to 1 part pour type liquid (40 g powder / 28 ml liquid). Add powder to liquid.
3. Spatulate for 20 seconds or until thoroughly mixed. Over spatulation will produce unwanted air pockets in the mix.
4. Immediately pour Axcent Pour Type Acrylic into sprue hole. Pour in a continuous stream to avoid entrapping air and continue pouring until the vent hole is filled.

5. Place flask in curing unit (with sprues upright). Add enough (130°F-54°C) water to submerge the flask to 3/4 of its height.

6. Cure for 20-30 minutes at 30 psi.

7. Remove flask from curing unit, de-flask the appliance and finish according to standard finishing techniques.

Repairs

Repairs to processed Pour Type Denture Base material can be made with Denture Base Repair Material, following the instructions provided. Alternatively, the repair may be processed using the original Pour Type Denture Base material from which the denture was processed. Pack and cure the repair according to Pour Type Denture Base techniques.

LIBRE DE CADMIO

Instrucciones de procesamiento

Cumple con ISO 20795-1: 2008 especificación tipo 2, clase 2
Uso con acrílicos Garreco Axcent auto curar acrílico monómero líquido.

USO PREVISTO:

Para la fabricación de aparatos dentales.

PRECAUCIÓN:

Este producto debe ser utilizado solamente bajo la supervisión de un profesional dental con licencia.

INDICACIÓN DE LA (S) PARA SU USO:

Axcent Vierta el tipo Base de la dentadura es una uno mismo-cure (con recipiente de presión), tipo vierte resina de acrílico para bases de prótesis.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

IF ON PIEL: Puede ser irritante a la piel en algunas personas sensibles, especialmente después del contacto prolongado y/o repetido. SI SE INHALA: Pueden irritarse por sobreexposición bruta, no importa cómo genera. SI SE INGIERE: No se espera causar efectos nocivos. Ingestión de grandes cantidades puede ser irritante si el producto es ingerido, puede causar náuseas, dolor de cabeza, vómitos o diarrea. SI EN OJOS: Puede ser irritante a los ojos por la sobre exposición bruta, sin importar cuán generada. Síntomas de exposición pueden incluir enrojecimiento, picazón, irritación y riego. Mantener el polvo fuera de ojos.

CONTRAINDICACIÓN (S):

Utilizar en pacientes con alergia conocida a los metacrilatos o a otros componentes del producto.

REACCIÓN ADVERSA (S):

Cambios inflamatorios reversibles de la mucosa oral pueden ocurrir con personas susceptibles.

INSTRUCCIONES:

1. Agite el envase de polvo para redistribuir las fibras, antes de la medición.
2. Mida cuidadosamente por volumen 2 piezas Vierta polvo y 1 de verter líquido tipo (40 g de polvo / 28 ml de líquido). Agregue el polvo al líquido.
3. Mezclar por 20 segundos o hasta que el fondo mixto. Encima con la espátula producirá bolsas de aire no deseadas en la mezcla.
4. inmediatamente vierta Axcent Pour tipo acrílico en el orificio de colada. Vierta en un flujo continuo para evitar atrapar aire y continuar vertiendo hasta que se llene el orificio de ventilación.
5. Coloque el frasco en el curado de la unidad (con bebederos vertical). Añada suficiente agua (130° F - 54° C) para sumergir el frasco 3/4 de su altura.
6. Curación de 20 a 30 minutos a 30 psi.

7. Retire el frasco de polimerización, el aparato del frasco y acabado según técnicas estándar de acabado.

Reparaciones

Reparación de material procesado Vierta el tipo Base de la dentadura puede hacerse con Material de reparación de Base de prótesis, siguiendo las instrucciones proporcionadas. Como alternativa, la reparación puede procesarse usando el material original de Vierta el tipo Base de la dentadura de la cual fue procesada la prótesis. Pack y la reparación según las técnicas Base de dentadura tipo Pour la curación.

CADMIUM LIBRE

Instructions de traitement

Conforme à ISO 20795-1 : 2008 spécification Type 2, classe 2

Utilisation avec Garreco Axcent acrylique auto guérir monomère liquide acrylique

USAGE PRÉVU :

Pour la fabrication d'appareils dentaires.

MISE EN GARDE :

Ce produit doit être utilisé uniquement sous la supervision d'un praticien autorisé.

INDICATION (S) D'EMPLOI :

Base axcent Pour Type de prothèse est un autopolymérisable (avec vase), verser de type acrylique pour les bases de la prothèse.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS :

IF PEAU : Peut être irritant pour la peau chez certaines personnes sensibles, surtout après un contact prolongé ou répété. CAS D'INHALATION : Peuvent être irrités par une surexposition brute, peu importe comment généré. En CAS d'INGESTION : Ne devrait pas causer d'effets nocifs. Ingestion de grandes quantités peut être irritante, si le produit est avalé, peut provoquer des nausées, de maux de tête, de vomissements ou de diarrhée. IF YEUX : Peut être irritant pour les yeux par une surexposition brute, peu importe comment généré. Les symptômes de surexposition peuvent inclure des rougeurs, des démangeaisons, irritations et arrosage. Garder la poussière hors des yeux.

CONTRE-INDICATION (S) :

Ne pas utiliser avec des patients présentant une allergie connue aux méthacrylates ou d'autres composants du produit.

EFFET INDÉSIRABLE (S) :

Réversibles modifications inflammatoires de la muqueuse buccale peuvent se produire avec les personnes sensibles.

MODE D'EMPLOI :

1. agiter le récipient de poudre pour redistribuer les fibres, avant de mesurer.

2. mesurer soigneusement par volume 2 pièces pour type poudre pour 1 partie pour type liquide (40 g de poudre / 28 ml de liquide). Ajouter la poudre de liquide.

3. spatulé pour 20 secondes ou jusqu'à ce que complètement mélangé. Au cours de spatulation produira des poches d'air indésirables dans le mélange.

4. immédiatement verser Axcent versez Type acrylique dans le trou de coulée. Verser dans un flux continu d'éviter d'emprisonner de l'air et de continuer à verser jusqu'à ce que le trou d'évacuation est rempli.

5. Placer le ballon dans l'appareil (avec tiges de coulée verticale). Ajouter suffisamment d'eau pour plonger le ballon à 3/4 de sa hauteur (130° F - 54° C).

6. Cure pendant 20-30 minutes à 30 lb/po2.

7. Enlever le ballon de polymérisation, dé-ballon de l'appareil et terminer selon les techniques de finition standards.

Réparations

Matériel de Base Pour prothèse de Type traité peuvent être dépannés avec matériau de réparation de Base de prothèse dentaire, suivant les instructions fournies. Alternativement, la réparation peut être traitée en utilisant le matériel de Base Pour prothèse de Type original d'où la prothèse a été traitée. Emballez et guérir la réparation selon les techniques de Base Pour Type prothèse.

MADE IN ENGLAND

Hecho en Inglaterra

Fabriqué aux Angleterre

Manufactured by:

Garreco, LLC
430 Hiram Road
Heber Springs, AR 72543
1-800-334-1443
Garreco.com